



Продукция для
МИНИ-ИНВАЗИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Minimally Invasive Products

OptiMed
global care



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

Проводники	4
Игла для пункции	15
TIPS	22
РТС	32
Набор для инициальной пункции желчных протоков	41
Зондирующий катетер для желчных протоков	44
OD CT Дренажный набор	46
Дилататоры/Разрывные интродьюсеры	50
Адаптер/Мешок для сбора мочи или вязкой жидкости	54



<i>Guide Wires</i>	5
<i>Puncture Needles</i>	15
<i>TIPS</i>	23
<i>PTC</i>	33
<i>Bile Duct Initial Puncture Set</i>	41
<i>Bile Duct Probing Catheter</i>	44
<i>OD CT Drainage Catheter Set</i>	47
<i>Dilators / Splitsheaths</i>	51
<i>Adapter / Secretion-/ Urine Bag</i>	55



Продукция для минимально инвазивных вмешательств

Проводники

Проводник Hydra "black"	6
Нитиноловый Проводник "Black&White"	8
Нитиноловые специальные проводники	9
Проводники с покрытием PTFE	10
Проводниковый зонд по Lunderquist	12
Проводниковый зонд по Schueller	13
Проводниковый зонд для литолапаксии	14



Guide Wires

<i>Hydra „black“ Guide Wire</i>	6
<i>Black&White Nitinol Guide Wire</i>	8
<i>Nitinol Special Guide Wires</i>	9
<i>PTFE Coated Guide Wires</i>	10
<i>Exchange Guide Wire acc. to Lunderquist</i>	12
<i>Exchange Guide Wire acc. to Schueller</i>	13
<i>Exchange Guide Wire for Litholapaxy</i>	14



Проводник Hydra "black"

Проводник Hydra "black"

Нитиноловый проводник с гидрофильным покрытием

Hydra „black“ Guide Wire

Hydrophilic coated Nitinol guide wire



Гидрофильное покрытие для усиления способности к скольжению

Hydrophilic coating for enhanced lubricity

Превосходная рентгеноконтрастность

Excellent radiopacity

Гибкий кончик в прямой и угловой конфигурации

*Flexible tip
in straight and angled configuration*



Высокое качество, устойчивость к перекручиванию
Нитиноловый сердечник обеспечивает хорошую проталкиваемость и великолепный 1:1 вращающий момент для оптимальной управляемости

High quality, kink resistant Nitinol core provides good pushability and excellent 1 to 1 torque for optimal steerability

Проводник Hydra "black"



Hydra "black" прямой
Hydra „black” - straight

3 см гибкий кончик
3 cm flexible tip

	Каталожный номер <i>Order Code</i>	Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
		inch	cm	
	1032-0015	.032	150	
1035-0015	.035	150		
1038-0015	.038	150		



Hydra "black" угловой
Hydra „black” - angled

3 см гибкий кончик
3 cm flexible tip

	Каталожный номер <i>Order Code</i>	Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
		inch	cm	
	1032-0515	.032	150	
1035-0515	.035	150		
1038-0515	.038	150		



“Black&White” нитиноловый проводник

“Black&White” нитиноловый проводник

PTFE-покрытые нитиноловые проводники проявляют абсолютную устойчивость к перекручиванию и идеальную способность к вращению (1:1)

Black&White Nitinol Guide Wire

PTFE-coated Nitinol guide wires offer absolute kink-resistance and unbeatable torqueability (1:1)



Проводник прямой, гибкий кончик
Guide wire straight, flexible tip



Torquer
Torquer

Диаметр	Длина <i>Length</i>	Кончик <i>Tip</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i> Прямой / <i>Straight</i>	„Black&White“
дюймы	см	см		
.025	150	5	1124-0151	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
		8	1125-0130	
.035	200	5	1125-0140	
		8	1125-0145	
	260	5	1125-0150	
		8	1125-1320	
400	5			
	8			

Специальный нитиноловый проводник



Специальный нитиноловый проводник

Nitinol Special Guide Wires



Диаметр	Длина <i>Length</i>	Кончик <i>Tip</i>	Каталожный номер. <i>Order Code</i> Прямой / <i>Straight</i>	„Мягкий кончик“ <i>„Soft tip“</i>
дюймы	см	см		
.018	200	6	1124-0320	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
	300		1124-0330	
.021	200	8	1124-0030	
	280		1124-0070	

Диаметр	Длина <i>Length</i>	Кончик <i>Tip</i>	Каталожный номер. <i>Order Code</i> Прямой / <i>Straight</i>	„Платиновый кончик“ <i>„Platinum tip“</i>
дюймы	см	см		
.025	150	5	1124-0150	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
	150		1125-1160	
.035	180		1125-1170	



Специальный нитиноловый проводник с кончиком в форме оливы, прямой, жесткий
Special Nitinol guide wire with olive tip, straight, stiff



Специальный нитиноловый проводник с кончиком в форме оливы, изогнутый, жесткий
Special Nitinol guide wire with olive tip, curved, stiff

Диаметр	Длина <i>Length</i>	Прямой 5см кончик <i>Straight 5 cm tip</i>	Изогнутый 5см кончик <i>Curved 5 cm tip</i>	„Специальный“ <i>„Special“</i>
дюймы	см			
.035	180	1490-1500	1490-1400	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>



Проводник с покрытием PTFE

Проводник с покрытием PTFE

PTFE Coated Guide Wires



Проводник прямой, фиксированный сердечник, гибкий кончик
Guide wire straight, fixed core, flexible tip



Проводник прямой, фиксированный сердечник, сверх жесткий
Guide wire straight, fixed core, HD (heavy duty)



Проводник с J-загибом, фиксированный сердечник
Guide wire J-curved, fixed core

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Прямой <i>Straight</i>	Особо жесткий, прямой <i>Heavy Duty, straight</i>	3 mm J-загиб, раздвоенный кончик <i>J-curved, double ended</i>	1,5 mm J-загиб <i>J-curved</i>	3 mm J-загиб <i>J-curved</i>	PTFE - Покрытие - coated
inch	cm						
.025	100	1103-0100				1103-0300	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
	125	1103-0110					
	150	1103-0120				1103-0320	
.035	80					1106-0290	
	100	1106-0100				1106-0300	
	125	1106-0110					
	150	1106-0120	1106-0125	1106-2320	1106-0220	1106-0320	
	180	1106-0130				1106-0330	
	260	1106-0160				1106-0360	
.038	150	1107-0120				1107-0320	

Проводник с покрытием PTFE



Проводник с покрытием PTFE

PTFE Coated Guide Wires



Проводник прямой, фиксированный сердечник, гибкий кончик
Guide wire straight, fixed core, flexible tip



Проводник с J-загибом, подвижный сердечник
Guide wire J-curved, movable core

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Прямой, подвижный сердечник <i>Straight movable core</i>	1,5 mm	3 mm	PTFE - <i>Покрытие</i> - <i>coated</i>
			J-загиб, подвижный сердечник <i>J-curved movable core</i>	J-загиб, подвижный сердечник <i>J-curved movable core</i>	
Inch	cm				
.035	100	1106-1100			Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
	125	1106-1110		1106-1310	
	150	1106-1120	1106-1220	1106-1320	
	180	1106-1130			
	200			1106-1340	
.038	150	1107-1120		1107-1320	
	200			1107-1340	



Проводник сменный по Lunderquist

Проводник сменный по Lunderquist

Exchange Guide Wire acc. to Lunderquist



Проводник сменный прямой, жесткий shaft, гибкий кончик (7см)
Exchange Guide wire straight, rigid shaft, flexible tip (7cm)



Проводник сменный, жесткий shaft, гибкий кончик (7см) с 3 мм J-загибом,
Exchange Guide wire, rigid shaft, flexible tip (7cm), 3mm J-curved



Проводник сменный, жесткий shaft, гибкий кончик, с 30° J-загибом,
Exchange Guide wire, rigid shaft, flexible tip, 30 J-curved

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Прямой <i>Straight</i>	J-загиб <i>J-curved</i>	30° J-загиб <i>30° J-curved</i>	Нержавеющая сталь <i>Stainless steel</i>
inch	cm				
.025	100		1133-0300		Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
	80			1135-0281	
.035	90	1135-0090	1135-0290		
	100		1135-0300	1135-0301	
	150	1135-0120	1135-0320		

Проводник сменный по Schueller



Проводник сменный
по Schueller

*Exchange Guide Wire
acc. to Schueller*



Проводник сменный прямой, гибкий проксимальный участок, жесткий shaft (40см), гибкий кончик (10см)

Exchange Guide wire straight, flexible end, rigid shaft (40cm), flexible tip (10cm)



Проводник сменный с изгибом, гибкий проксимальный участок, жесткий shaft (40см), гибкий кончик (10см) с 3 мм J-загибом

Exchange Guide wire J-curved, flexible tip, rigid shaft (40cm), flexible tip (10cm), 3mm J-curved

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Прямой <i>Straight</i>	J-загиб <i>J-curved</i>	Нержавеющая сталь <i>Stainless steel</i>
inch	cm			
.035	90		1135-1290	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
.035	100	1135-1100	1135-1300	
.035	150	1135-1120		



Проводник сменный для литолапаксии

Проводник сменный
для литолапаксии

*Exchange Guide Wire
for Litholapaxy*



Проводник сменный прямой, жесткий shaft, короткий гибкий кончик (5см)
Exchange Guide wire straight, rigid shaft, short flexible tip (5cm)



Проводник сменный, жесткий shaft, короткий гибкий кончик (5см), с 1,5 мм J-загибом
Exchange Guide wire, rigid shaft, short flexible tip (5cm) 1,5mm J-curved

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Прямой <i>Straight</i>	J-загиб <i>J-curved</i>	Нержавеющая сталь <i>Stainless steel</i>
inch	cm			
.035	80	1136-1080	1136-1280	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
.035	90	1136-1090	1136-1290	
.035	100	1136-1100	1136-1300	



Иглы для пункции

Puncture Needles

Ангиографические иглы	17	<i>Angiography Needles</i>	17
Иглы для инициальной пункции	18	<i>Initial Puncture Needles</i>	18
Игла Chiba	21	<i>Chiba Needle</i>	21



Ангиографическая игла

Ангиографическая игла

- Стиллет
- Тип Seldinger
- Полый стиллет
- УЗ-заточка

Angiography Needles

- Stylet
- Seldinger-Type
- Hollow stylet
- US-Cut



Ангиографическая игла со стилетом
Angiography needle with stylet



Диаметр Diameter		Длина Length	Проводник Guide Wire	Каталожный номер Order Code	
мм	G	мм	дюйм		
1,05	19	75	.035	1202-0200	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
1,2	18	70	.035 / .038	1202-1200	



Ангиографическая игла - Тип Seldinger
Angiography needle - Type Seldinger



Диаметр Diameter		Длина Length	Проводник Guide Wire	Каталожный номер Order Code	
мм	G	мм	дюйм		
1,2	18	70	.035 / .038	1202-0201	Упаковка: 10 штук Box: 10 units

Ангиографическая игла



Ангиографическая игла
с полым стилетом
Angiography needle with hollow stylet



Диаметр <i>Diameter</i>		Длина <i>Length</i>	Проводник <i>Guide Wire</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i>	
мм	G	мм	дюйм		
1,05	19	75	.035	1203-0200	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
1,2	18	70	.035 / .038	1203-1200	



Ангиографическая игла – УЗ-заточка
Angiography needle, US-Cut



Диаметр <i>Diameter</i>		Длина <i>Length</i>	Проводник <i>Guide Wire</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i>	
мм	G	мм	дюйм		
1,2	18	70	.035 / .038	1201-1200	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>



Игла для инициальной пункции

Игла для инициальной пункции

Комбинация специальной заточки канюли и модифицированного стилета гарантирует превосходную видимость под УЗ

Initial Puncture Needles

The combination of a specially cut cannula and modified stylet guarantees excellent visibility of the tip under ultrasound.



Игла для инициальной пункции, скошенный край *
Initial puncture needle, bevel-edged *



Игла для инициальной пункции, Trocar *
Initial puncture needle, Trocar *



Игла для инициальной пункции, УЗ-заточка *
Initial puncture needle, US-Cut *



* Иллюстрация показанных выше игл из 3-х частей * Illustration above shows 3-part needle				Иглы для инициальной пункции Initial Puncture Needles			
Диаметр Diameter		- часть - part	Длина Length	Скошенный край Bevel-edged	Trocar Trocar	УЗ-заточка US-Cut	
мм	G		мм				
1,2	18	2	150			1403-0150	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
		1					
1,3	17,5	3	200		1402-1150		
		2			1402-0200	1403-0200	
		3		1401-1200		1403-1200	

Игла для инициальной пункции



Игла для инициальной пункции

Комбинация специальной заточки канюли и стилета с модифицированным дистальным концом гарантирует быструю и безопасную пункцию посредством великолепной видимости под УЗ

Initial Puncture Needle

The combination of a specially cut cannula and at the distal end modified stylet guarantees a fast and secure puncture through perfect visibility under ultrasound.



Игла для инициальной пункции, УЗ-заточка *
Initial puncture needle, US-Cut *

* Иллюстрация показанной выше иглы из 3-х частей * Illustration above shows 3-part needle				Иглы для инициальной пункции Initial Puncture Needles	
Диаметр Diameter		- часть - part	Длина Length	УЗ-заточка US-Cut	
мм	G		мм		
1,3	17,5	3	200	1403-1205	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
1,3	17,5	2	200	1403-0202	Упаковка: 10 штук Box: 10 units

Для проводников .035 дюймов и .038 дюймов
For guide wires in .035 inch and .038 inch



Игла для инициальной пункции

Игла для инициальной пункции

Комбинация специальной заточки канюли (4см обработаны пескоструйным аппаратом) и стилета с модифицированным дистальным концом гарантирует быструю и безопасную пункцию посредством высокой видимости под УЗ

Initial Puncture Needle

The combination of a specially cut cannula (4 cm sand-blasted) and at the distal end modified stylet guarantees a fast and secure puncture through high visibility under ultrasound.



Игла для инициальной пункции, УЗ-заточка
Initial puncture needle, US-Cut

				Иглы для инициальной пункции Initial Puncture Needles	
Диаметр Diameter		- часть - part	Длина Length	УЗ-заточка US-Cut	
мм	G		мм		
1,3	17,5	2	200	1401-0203	Упаковка: 10 штук Box: 10 units

Для проводников .035 дюймов и .038 дюймов
For guide wires in .035 inch and .038 inch



Игла Chiba

Комбинация специальной заточки канюли и модифицированного стилета гарантирует превосходную видимость кончика под УЗ

Chiba Needle

The combination of a specially cut cannula and modified stylet guarantees excellent visibility of the tip under ultrasound.



Игла Chiba, скошенный край
Chiba Needle, bevel-edged



Игла Chiba, УЗ-заточка
Chiba Needle, US-Cut



Диаметр Diameter		Длина Length	Игла Chiba Скошенный край Chiba Needle Bevel-edged	Игла Chiba УЗ-заточка Chiba Needle US-Cut	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
мм	G				
0,7	22	90	1411-1090	1413-1090	
		120	1411-1120	1413-1120	
		150	1411-1150	1413-1150	
		220	1411-1220	1413-1220	
		280	1411-1280	1413-1280	
0,95	19,5	90	1411-3090	1413-3090	
		120	1411-3120	1413-3120	
		150	1411-3150	1413-3150	
		220	1411-3220	1413-3220	
		280	1411-3280	1413-3280	



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

TIPS (трансюгулярный внутривенный портосистемный шунт)

TIPS Набор для пункции –«Стандарт» (30°)	24
TIPS Набор для пункции –«Стандарт» (60°)	26
TIPS Набор для пункций –«Специальный 1»	28
TIPS Иглы для пункции	30



TIPS

<i>TIPS Puncture Set „Standard“ (30°)</i>	24
<i>TIPS Puncture Set „Standard“ (60°)</i>	26
<i>TIPS Puncture Set „Special 1“</i>	28
<i>TIPS Puncture Needles</i>	30



TIPS Набор для пункции

TIPS Набор для пункции –«Стандарт» (30°) *TIPS Puncture Set „Standard“ (30°)*

- Идеальная стабильность при вращении
- Конфигурация иглы с загибом под 30°
- Видимость под УЗ благодаря обработке пескоструйным аппаратом
- Максимальная сглаженность иглы благодаря заточке «карандаш»
- Превосходная адаптация к проводниковому катетеру, игле для пункции и аксессуарам
- Оптимальная конфигурация и стабильность проводникового катетера

- *Ideal torque stability*
- *30° curved needle configuration*
- *Ultrasound visibility due to sandblasting*
- *Maximized sharpness of needle due to pencil-cut*
- *Perfect adaption of guiding catheter, puncture needle and accessory*
- *Optimal configuration and stability of guiding catheter*



Игла для пункции, версия –«Стандарт» с тупой внешней канюлей с острым нитиноловым стилетом для пункции, Заточка «карандаш», Тип 1, загиб 30°
Puncture needle, version "Standard" with blunt outer cannula with sharp Nitinol stylet for puncture, pencil-cut, Type 1, 30° curved



Заточка «карандаш»



Нитиновый тупой обтуратор, удлиненный для легкого введения иглы
Nitinol blunt obturator, lengthened to ease needle insertion



Специальный нитиновый проводник
Special Nitinol guide wire



Специальный нитиновый проводник, с загибом
Special Nitinol guide wire, curved



Торкер
(устройство для вращения)
Torquer

TIPS Набор для пункции



Проводниковый катетер 8F, адаптированный к игле для пункции
Guiding catheter 8F, adapted to puncture needle



Специальный шлюз-интродьюсер 10F с гидрофильным покрытием
Special introducer sheath 10F, hydrophilic coated

Каталожный номер Order Code	Описание набора, версия «Стандарт» Set Description Version „Standard“		Каталожный номер отдельных позиций Order Code single items	
1490-1000	Игла 1,8мм с obturatorом, Тип 1 – загиб под 30° Needle 1.8 mm with Obturator Type I - 30 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-1100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см - прямой Special guide wire .035 inch - 180 cm - straight		1490-1500	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter , 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	
1490-3000	Игла 1,8мм с obturatorом, Тип 1 – загиб под 30° Needle 1.8 mm with Obturator Type I - 30 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-1100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см – с загибом Special guide wire .035 inch - 180 cm - curved		1490-1400	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter , 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	




TIPS Набор для пункции

TIPS Набор для пункции –«Стандарт» (60°) *TIPS Puncture Set „Standard“ (60°)*

- Идеальная стабильность при вращении
- Конфигурация иглы с загибом под 60°
- Видимость под УЗ благодаря обработке пескоструйным аппаратом
- Максимальная сглаженность иглы благодаря заточке «карандаш»
- Превосходная адаптация к проводниковому катетеру, игле для пункции и аксессуарам
- Оптимальная конфигурация и стабильность проводникового катетера

- *Ideal torque stability*
- *60° curved needle configuration*
- *Ultrasound visibility due to sandblasting*
- *Maximized sharpness of needle due to pencil-cut*
- *Perfect adaption of guiding catheter, puncture needle and accessory*
- *Optimal configuration and stability of guiding catheter*



Игла для пункции, версия –«Стандарт» с тупой внешней канюлей с острым нитиноловым стилетом для пункции, Заточка «карандаш», Тип II, загиб 60°
Puncture needle, version "Standard" with blunt outer cannula with sharp Nitinol stylet for puncture, pencil-cut, Type I, 60° curved



Нитиноловый тупой обтуратор, удлиненный для легкого введения иглы
Nitinol blunt obturator, lengthened to ease needle insertion and ensures safe bending of the cannula



Специальный нитиноловый проводник
Special Nitinol guide wire



Специальный нитиноловый проводник, с загибом
Special Nitinol guide wire, curved



Торкер
(устройство для вращения)
Torquer

TIPS Набор для пункции



Проводниковый катетер 8F, адаптированный к игле для пункции
Guiding catheter 8F, adapted to puncture needle



Специальный шлюз-интродьюсер 10F с гидрофильным покрытием
Special introducer sheath, hydrophilic coated

Каталожный номер Order Code	Описание набора, версия «Стандарт» Set Description Version „Standard“		Каталожный номер отдельных позиций Order Code single items	
1490-2000	Игла 1,8мм с obturatorом, Тип II – загиб под 60° Needle 1.8 mm with Obturator Type II - 60 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-2100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см - прямой Special guide wire .035 inch - 180 cm - straight		1490-1500	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter , 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	
1490-4000	Игла 1,8мм с obturatorом, Тип II – загиб под 60° Needle 1.8 mm with Obturator Type II - 60 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-2100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см – с загибом Special guide wire .035 inch - 180 cm - curved		1490-1400	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter , 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	



TIPS Набор для пункции

TIPS Набор для пункции –«Специальный 1» *TIPS Puncture Set „Special 1“*

- Идеальная стабильность при вращении
- Конфигурация иглы с загибом под 30° или 60°
- Видимость под УЗ благодаря обработке пескоструйным аппаратом
- Максимальная сглаженность иглы благодаря заточке “Colapinto”
- Превосходная адаптация к проводниковому катетеру, игле для пункции и аксессуарам
- Оптимальная конфигурация и стабильность проводникового катетера

- *Ideal torque stability*
- *30° or 60° curved needle configuration*
- *Ultrasound visibility due to sandblasting*
- *Maximized sharpness of needle due to Colapinto-cut*
- *Perfect adaption of guiding catheter, puncture needle and accessory*
- *Optimal configuration and stability of guiding catheter*



Тип I, загиб 30° (Каталожный номер 1490-6000)
Type I, 30° curved (Order Code 1490-6000)



Тип II, загиб 60° (Каталожный номер 1490-7000)
Type II, 60° curved (Order Code 1490-7000)



Заточка “Colapinto”

Игла для пункции, версия –«Специальная 1» с острой внешней канюлей Тип I, загиб 30° или Тип II, загиб 60°
Puncture needles, version “Special 1” with sharp outer cannula, Type I (30°) or Type II (60°) curved



Нитиновый тупой обтуратор, удлиненный для легкого введения иглы и гарантированного безопасного изгиба канюли
Nitinol blunt obturator, lengthened to ease needle insertion and ensures safe bending of the cannula



Торкер
(устройство для вращения)
Torquer



Специальный нитиновый проводник
Special Nitinol guide wire

TIPS Набор для пункции



Проводниковый катетер 8F, адаптированный к игле для пункции
Guiding catheter 8F, adapted to puncture needle



Специальный шлюз-интродьюсер с гидрофильным покрытием
Special introducer sheath, hydrophilic coated


Каталожный номер Order Code	Описание набора, версия «Специальный 1» Set Description Version „Special 1“		Каталожный номер отдельных позиций Order Code single items	
1490-6000	Игла 1,8мм с обтуратором, Тип I – загиб под 30° Needle 1.8 mm with Obturator Type I - 30 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-6100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см – прямой Special guide wire .035 inch - 180 cm - straight		1490-1500	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter, 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	
1490-7000	Игла 1,8мм с обтуратором, Тип II – загиб под 60° Needle 1.8 mm with Obturator Type II - 60 ° curved	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit	1490-7100	Упаковка: 1 штука Box: 1 unit
	Специальный проводник .035дюйма – 180см – прямой Special guide wire .035 inch - 180 cm - straight		1490-1500	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	8F проводниковый катетер, 50см, адаптированный к игле 8F Guiding catheter, 50 cm, adapted to needle		1490-1200	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
	10F специальный шлюз-интродьюсер, 45см 10F Special introducer sheath, 45 cm		Доступно только в наборе available only in set	




TIPS Иглы для пункции

TIPS Иглы для пункции

TIPS Puncture Needles




Игла для пункции, версия –«Стандарт» с тупой внешней канюлей с острым нитиноловым стилетом для пункции, Заточка «карандаш», Тип I, загиб 30°
Puncture needle, version "Standard" with blunt outer cannula with sharp stylet for puncture, pencil-cut, Type I, 30° curved




Игла для пункции, версия –«Стандарт» с тупой внешней канюлей с острым нитиноловым стилетом для пункции, Заточка «карандаш», Тип II, загиб 60°
Puncture needle, version "Standard" with blunt outer cannula with sharp stylet for puncture, pencil-cut, Type I, 60° curved



Заточка «карандаш»



Игла для пункции, версия –«Специальная 1» с острой внешней канюлей, заточка "Colapinto", Тип I, загиб 30°
Puncture needle, version "Special 1" with sharp outer cannula, Colapinto cut, Type I, 30° curved




Игла для пункции, версия –«Специальная 1» с острой внешней канюлей, заточка "Colapinto", Тип II, загиб 60°
Puncture needle, version "Special 1" with sharp outer cannula, Colapinto cut, Type I, 60° curved



Заточка "Colapinto"



Игла для пункции, версия –«Специальная 2» с острой внешней канюлей, заточка «Colapinto», Тип I, загиб 30°
Puncture needle, version "Special 2" with sharp outer cannula, reversed Colapinto cut, Type I, 30° curved



Заточка
 «Reversed Colapinto»

Игла для пункции, версия –«Специальная 2» с острой внешней канюлей, заточка «Colapinto», Тип II, загиб 60°
Puncture needle, version "Special 2" with sharp outer cannula, reversed Colapinto cut, Type II, 60° curved

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Версия иглы <i>Needle Version</i>	Описание <i>Description</i>	
1490-1100	Стандарт (заточка «карандаш»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип I – загиб 30°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type I - 30° curved, 580 mm</i>	Упаковка: 1 штука <i>Box: 1 unit</i>
1490-6100	Специальная 1 (заточка «Colapinto»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип I – загиб 30°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type I - 30° curved, 580 mm</i>	
1490-8000	Специальная 2 (заточка «reversed Colapinto»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип I – загиб 30°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type I - 30° curved, 500 mm</i>	
1490-2100	Стандарт (заточка «карандаш»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип II – загиб 60°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type II - 60° curved, 580 mm</i>	
1490-7100	Специальная 1 (заточка «Colapinto»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип II – загиб 60°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type II - 60° curved, 580 mm</i>	
1490-9000	Специальная 2 (заточка «reversed Colapinto»)	Игла диаметром 15G(1,8мм) с obturatorом, Тип II – загиб 60°,580мм <i>Ø 15 G (1.8 mm) Needle with Obturator Type II - 60° curved, 500 mm</i>	



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

РТС

РТС набор для дренажа, прямой	34
РТС набор для дренажа, со специальным углом	35
РТС дренаж – отдельные позиции	37
РТС набор для пункции	39
РТС пункция – отдельные позиции	40



PTC

<i>PTC Drainage Set, straight</i>	34
<i>PTC Drainage Set, special angled</i>	35
<i>PTC Drainage Single Items</i>	37
<i>PTC Puncture Set</i>	39
<i>PTC Puncture Single Items</i>	40



РТС набор для дренажа

РТС набор для дренажа, прямой

Перкутанный транспеченочный диагностический и дренажный набор "OptiLen" для внутреннего и внешнего дренажа желчных путей

PTC Drainage Set, straight

Percutaneous transhepatic diagnostic and drainage set in "OptiLen" for the internal and external drainage of the bile duct.



РТС дренажный катетер, прямой, 60 см длиной
PTC Drainage catheter, straight, 60 cm long



Игла Chiba, из 2-х частей, УЗ-заточка, сплошной стилет со скошенным краем, диаметр 0,7мм (22G), 220мм длиной
Chiba needle, 2-part, US-cut, bevel-edged full stylet, Ø 0.7 mm (22 G), 220 mm long



РТС игла, скошенный край, диаметр 1,05мм (19G), 280 см длиной с 5F катетером
PTC needle, bevel-edged, Ø 1.05 mm (19 G), 280 mm long, with 5F catheter



Проводник с покрытием PTFE, гибкий кончик, фиксированный сердечник, диаметр .035 дюйма, 125см длиной
Guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, Ø .035 inch, 125 cm long



Проводник сменный по Lunderquist, прямой, диаметр .035 дюйма, 90см длиной
Exchange guide wire acc. to Lunderquist, straight, Ø .035 inch, 90 cm long

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Диаметр катетера <i>Ø Catheter</i>	Боковые отверстия <i>Side Holes</i>	Диаметр иглы <i>Ø Needle</i>	Адаптирован к проводнику <i>adapted to guide wire</i>	OptiLen <i>полиэтилен</i>
	F		мм/G	дюйм	
1501-1000	7,5	12	1,05 / 19	.035	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
1501-2000	8,3	12	1,05 / 19	.035	



РТС набор для дренажа, со специальным углом

Перкутанный транспеченочный диагностический и дренажный набор "OptiLen" для внутреннего и внешнего дренажа желчных путей

PTC Drainage Set, special angled

Percutaneous transhepatic diagnostic and drainage set in "OptiLen" for the internal and external drainage of the bile duct.



РТС дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом и платиновым маркером, 60 см длиной
PTC Drainage catheter, special angled with pigtail and platinum marker, 60 cm long



Игла Chiba, из 2-х частей, УЗ-заточка, сплошной стилет со скошенным краем, диаметр 0,7мм (22G), 220мм длиной
Chiba needle, 2-part, US-cut, bevel-edged full stylet, Ø 0.7 mm (22 G), 220 mm long



РТС игла, скошенный край, диаметр 1,05мм (19G), 280 см длиной с 5F катетером
PTC needle, bevel-edged, Ø 1.05 mm (19 G), 280 mm long, with 5F catheter



Проводник с покрытием PTFE, гибкий кончик, фиксированный сердечник, диаметр .035 дюйма, 125см длиной
Guide wire, PTFE-coated, flexible tip, fixed core, D .035inch, 125cm long



Проводник сменный по Lunderquist, прямой, диаметр .035 дюйма, 90см длиной
Exchange guide wire acc. to Lunderquist, straight, Ø .035 inch, 90 cm long

Каталожный номер Order Code	Диаметр катетера Ø Catheter	Боковые отверстия Side Holes	Диаметр иглы Ø Needle	Адаптирован к проводнику adapted to guide wire	OptiLen полиэтилен
	F		мм/G	дюйм	
1501-1200	7,5	32	1,05 / 19	.035	Упаковка: 5 штук Box: 5 units
1501-2200	8,3	32	1,05 / 19	.035	



PTC дренаж - отдельные позиции

PTC дренаж – отдельные позиции

Перкутанный транспеченочный диагностический и дренажный набор "OptiLen" для внутреннего и внешнего дренажа желчных путей

PTC Drainage Single Items


Percutaneous transhepatic diagnostic and drainage set in "OptiLen" for the internal and external drainage of the bile duct.



PTC дренажный катетер, прямой, 60 см длиной
PTC Drainage catheter, straight, 60 cm long



PTC игла, скошенный край, диаметр 1,05мм (19G), 280 см длиной с 5F катетером
PTC needle, bevel-edged, Ø 1.05 mm (19 G), 280 mm long, with 5F catheter



PTC дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом и платиновым маркером, 60 см длиной
PTC Drainage catheter, special angled with pigtail and platinum marker, 60 cm long



Проводник с покрытием PTFE, гибкий кончик, фиксированный сердечник, диаметр .035 дюйма, 125см длиной
Guide wire, PTFE-coated, flexible tip, fixed core, D .035inch, 125cm long



Проводник сменный по Lunderquist, прямой, диаметр .035 дюйма, 90см длиной
Exchange guide wire acc. to Lunderquist, straight, Ø .035 inch, 90 cm long

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Описание <i>Description</i>	Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	OptiLen <i>полиэтилен</i>
		Ø	см	
1502-1000	РТС дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом <i>PTC drainage catheter, straight, 12 side holes</i>	7,5 F	60	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
1502-2000	РТС дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом <i>PTCD catheter, special angled with pigtail, 32 side holes</i>	8,3 F	60	
1502-2200	РТС дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом <i>PTCD catheter, special angled with pigtail, 32 side holes</i>	8,3 F	60	
1502-1203	РТС дренажный катетер, со специальным углом с пигтейлом <i>PTCD catheter, special angled with pigtail, 32 side holes</i>	7,5 F	60	
1420-1000	РТС игла, скошенный край, диаметр, с 5F катетером, прямой <i>PTC needle, bevel-edged, with 5F Catheter</i>	19 G (1,05 cm)	28	
1106-0110	Проводник с покрытием PTFE <i>Guide wire, PTFE coated, straight</i>	.035 inch	125	
1135-0090	Проводник сменный по Lunderquist, прямой <i>Exchange guide wire acc. to Lunderquist, straight</i>	.035 inch	90	




PTC набор для пункции

PTC набор для пункции

Перкутанный транспеченочный диагностический и дренажный набор "OptiLen" для внешнего дренажа желчных путей

PTC Puncture Set

Percutaneous transhepatic diagnostic and drainage set in "OptiLen" for the external drainage of the bile duct.




Игла Chiba / Chiba Needle 0,70 x 400 мм

Игла Chiba / Chiba Needle 0,95 x 220 мм



5F катетер / 5F Catheter 15 cm



Дренажный катетер «петля», 6 боковых отверстий

Drainage loop catheter, 6 side holes



Проводник с покрытием PTFE, гибкий кончик, фиксированный сердечник, диаметр .035 дюйма, 125см длиной

Guide wire, PTFE-coated, flexible tip, fixed core, D. .035inch, 125cm long



Luer-Lock «папа», вращающийся и маленькая воронка

Male Luer-Lock, rotating and small funnel



2-х ходовой краник, Luer-Lock «мама», вращение «папа»

2-way stop cock, female Luer-Lock, male rotating



РТС игла для пункции (в сборе)
PTC puncture needle (assembled)



Каталожный номер <i>Order Code</i>	Описание <i>Description</i>	Диаметр катетера <i>Ø Catheter</i>	Длина <i>Length</i>	OptiLen <i>полиэтилен</i>
		F	см	
1501-0100	Набор для пункции <i>PTC Puncture Set</i>	6	40	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
1501-0300		7		
1501-0500		8		



PTC пункция – отдельные позиции

PTC пункция – отдельные позиции


Перкутанный транспеченочный диагностический и дренажный набор "OptiLen" для внутреннего и внешнего дренажа желчных путей

PTC Puncture Single Items

Percutaneous transhepatic diagnostic and drainage set in "OptiLen" for the internal and external drainage of the bile duct.



PTC катетер с иглой
PTC needle catheter



Дренажный катетер «петля»
Drainage loop catheter



Проводник с покрытием PTFE, гибкий кончик, фиксированный сердечник, диаметр .035 дюйма, 125см длиной
Guide wire, PTFE-coated, flexible tip, fixed core, D.035inch, 125cm long



Luer-Lock «папа», вращающийся и маленькая воронка
Male Luer-Lock, rotating and small funnel

Каталожный номер Order Code	Описание Description	OptiLen полиэтилен	
1420-3000	PTC катетер с иглой: - игла Chiba, УЗ-заточка, диаметр 0.7мм (22G), 400 мм длиной - Канюля, скошенный край, диаметр 0.95мм (19.5G), 220 мм длиной, с 5F катетером PTC needle catheter - Chiba needle, US-Cut, Ø 0.7 mm (22 G), 400 mm long - Cannula, bevel-edged, Ø 0.95 mm (19.5 G), 220 mm long, with 5F catheter	Упаковка: 10 штук Box: 10 units	
1502-0100	Дренажный катетер «петля», 6 боковых отверстий, 40 см длиной Drainage loop catheter, 6 side holes, 40 cm long		Ø 6F
1502-0300			Ø 7F
1502-0500			Ø 8F
1106-0110	Проводник, прямой, диаметр .035 дюйма, 125см Guide wire, straight, Ø .035 inch, 125 cm		
3401-0910	Адаптер Luer-Lock «папа», вращающийся и маленькая воронка, 10см длиной Adapter, male Luer-Lock, rotating and small funnel, 10 cm long		



Набор для инициальной пункции
желчных протоков

Bile Duct Initial Puncture Set

Набор для инициальной пункции 42
желчных протоков

Bile Duct Initial Puncture Set 42



Набор для инициальной пункции желчных протоков

Набор для инициальной пункции желчных протоков

Набор для инициальной пункции желчных протоков обеспечивает атравматичный перкутанный доступ

Bile Duct Initial Puncture Set

The bile duct initial puncture set enables atraumatic, percutaneous access.



Игла Chiba, из 2-х частей, УЗ-заточка, сплошной стилет со скошенным краем, диаметр 0,7мм (22G), 220мм длиной
Chiba needle, 2-part, US-cut, bevel-edged full stylet, Ø 0.7 mm (22 G), 220 mm long



Катетер, диаметр 6F, 20 см длиной
Catheter, Ø 6F, 20 cm long

▲
Platinmarkierung
Platinum marker



Дилататор, диаметр 4F
Dilator, Ø 4F



Металлический обтуратор
Metal obturator



Нитиновый проводник, загнутый, 6см гибкий кончик Tungsten, диаметр .018 дюймов, 80см длиной
Nitinol guide wire, curved, 6cm flexible Tungsten tip, D .018 inch, 80cm long

Набор для инициальной пункции желчных протоков



Катетер в сборе, адаптирован к максимальному диаметру .038 дюймов
 Catheter, assembled, adapted to max. \varnothing .038 inch

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Компоненты набора <i>Set Components</i>	Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Nylon
			см	
1500-0200	Катетер, из 3-х частей <i>Catheter, 3-part</i>	6F (2,00 mm)	20	Упаковка: 5 штук <i>Box: 5 units</i>
	Проводник <i>Guide wire</i>	.018 inch (0,46 mm)	80	
	Игла, из 2-х частей <i>Needle, 2-part</i>	22 G (0,7 mm)	22	



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

Зондирующие катетеры
для желчных протоков

Bile Duct Probing Catheter

Зондирующие катетеры
для желчных протоков

45

Bile Duct Probing Catheter

45

Зондирующие катетеры для желчных протоков



Зондирующие катетеры
для желчных протоков


Bile Duct Probing Catheter



1



2



3

Диаметр <i>Diameter</i>	Длина <i>Length</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i>	Каталожный номер <i>Order Code</i>	OptiLen
		1	2	3	
6F (2 mm)	40 cm	1519-0100	1519-0110	1519-0120	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

OD CT Дренажный набор

OD CT Дренажный набор

49



OD CT Drainage Catheter Set

OD CT Drainage Catheter Set

49



OD CT Дренажный набор

OD CT Дренажный набор

Состав набора:

- Катетер для дренажа абсцессов, состоящий из устойчивого к излому мягкого полиуретана
- Игла для пункции
- Обтуратор из 2-х частей с круглым пластиковым выпрямителем для выпрямления катетера
- 2-х ходовой краник, Luer-Lock «папа», вращающийся

OD CT Drainage Catheter Set

Set Components

- Abscess drainage catheter consists of kink resistant soft-polyurethane
- Puncture needle, 1-part, Trocar cut
- Obturator, 2-part with round blunt stiffener to straighten catheter
- 2-way stop cock, male Luer-Lock, rotating



Катетер для дренажа абсцессов
Abscess drainage catheter



Обтуратор с круглым тупым пластиковым выпрямителем
Obturator with round blunt plastic stiffener



Игла для пункции, заточка Trocar, длина 250мм
Puncture needle, Trocar cut, 250 mm long

(иллюстрация – в сборе с обтуратором)
(Illustration: assembled to obturator)



2-х ходовой краник, Luer-Lock «папа», вращающийся
2-way stop cock, male Luer-Lock, rotating

OD СТ Дренажный набор



(Иллюстрация: катетер в сборе с обтуратором и иглой)
 (Illustration: Catheter assembled to obturator and needle)



Круглый пластиковый выпрямитель для выпрямления дренажного катетера без перфорации
 Round blunt stiffener to straighten drainage catheter without perforation



Выпрямленный дренажный катетер с большими отверстиями для дренажа и иглой для пункции с внешней канюлей
 Straightened drainage catheter with large drainage holes and puncture needle with outer cannula

Катетер Catheter		Игла для пункции Puncture Needle		Каталожный номер. Order Code		OD мягкий полиуретан
Диаметр Diameter		Длина Length	Диаметр Diameter		Набор Set	
CH	мм	см	G	мм		
8	2,67	25	17,5	1,3	1505-0800	1506-0800
10	3,33		17	1,5	1505-1000	1506-1000
12	4,00		15	1,8	1505-1200	1506-1200
14	4,67		15	1,8	1505-1400	1506-1400

Упаковка: 5 штук (набор), 10 штук (отдельный катетер)
 Box: 5 units (Set); 10 units (Single Catheter)



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

Дилаторы /Разрывные интродьюсеры

Дилататоры	52
Разрывные интродьюсеры	53



Dilators / Splitsheaths

<i>Dilators</i>	52
<i>Splitsheaths</i>	53



Дилататоры

Дилататоры


Дилататоры для дилатации сосудов

Сделанные из материала PTFE (политетрафлуорэтилен) и снабженные стандартным Luer-Lock, они обеспечивают введение контрастного вещества и других растворов

Dilators

Dilators for Vessel Dilation

Made of PTFE (Polytetrafluorethylene) material and provided with a standard Luer-Lock which enables the injection of contrast media and other solutions.



Дилататоры, длина 20см
Dilators, length 20 cm

	Каталожный номер Order Code	Адаптирован к проводнику Adapted to guide wire	Материал Material	
CH	20 см	дюймы		
4	1230-0100	.025	FEP (фторопласт)	Упаковка: 10 штук Box: 10 units
	1230-0101	.035	РА (полиамид)	
5	1230-0200	.035 / .038	FEP (фторопласт)	
6	1230-0300			
7	1230-0400			
8	1230-0500			
9	1230-0600			
10	1230-0700			
12	1230-0800			
14	1230-0900			
16	1230-1000			
18	1230-1100			



Разрывной интродьюсер

Splitsheaths



Разрывной интродьюсер с дилатором, длина 15 см, проводник .035дюйма/ .038 дюйма
Splitsheath with dilator, length 15 cm, guide wire .035 inch / .038 inch

	Каталожный номер <i>Order Code</i>	Проводник <i>Guide Wire</i>	
СН			
5	1235-0200	.035i / .038i	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
7	1235-0400		
8	1235-0500		
9	1235-0600		
10	1235-0700		
12	1235-0900		
14	1235-1100		
16	1235-1300		



Продукция для мини-инвазивных вмешательств

Адаптер/Мешки для сбора мочи и вязкозных жидкостей

Адаптер	56
Коннектор для мочеточникового катетера	57
Коннектор высокого давления	58
Краники	59
Мешки для сбора мочи и вязкозных жидкостей	60



Adapter / Secretion-/ Urine Bag

<i>Adapter</i>	56
<i>Ureteral Catheter Connectors</i>	57
<i>High Pressure Connector</i>	58
<i>Stop Cocks</i>	59
<i>Secretion-/ Urine Bag</i>	60



Адаптер

Адаптер

Вращающийся адаптер предупреждает подсоединенную трубку или пакет для сбора мочи от перекручивания и обеспечивает высокий комфорт для пациента

Adapter

The in itself rotating adapter prevents the adapted tube or urine bag from twisting and provides highest patient comfort.



Luer-Lock «папа», вращающийся и маленькая воронка
Male Luer-Lock, rotating and small funnel



Luer-Lock «папа», вращающийся и большая воронка
Male Luer-Lock, rotating and large funnel

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Длина <i>Length</i>	Адаптер <i>Adapter</i>	
	см		
3401-0900	5	Luer-Lock «папа», вращающийся и маленькая воронка <i>Male Luer-Lock, rotating and small funnel</i>	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
3401-0910	10		
3401-0920	15		
3401-0930	25		
3401-0800	10	Luer-Lock «папа», вращающийся и большая воронка <i>Male Luer-Lock, rotating and large funnel</i>	

Коннектор к мочеточниковому катетеру



Коннектор к мочеточниковому катетеру

Ureteral Catheter Connectors



Лuer-Lock «мама»/Тouhy-Borst адаптер
Female Luer-Lock / Touhy-Borst-Adapter



Маленькая воронка/Тouhy-Borst адаптер
Small funnel / Touhy-Borst-Adapter



Большая воронка/Тouhy-Borst адаптер
Large funnel / Touhy-Borst-Adapter

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Длина <i>Tube Length</i>	Адаптер <i>Adapter</i>	
	см		
3402-0200	-	Лuer-Lock «мама»/Тouhy-Borst адаптер <i>Female Luer-Lock / Touhy-Borst-Adapter</i>	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
3402-0600	10	Маленькая воронка/Тouhy-Borst адаптер <i>Small funnel / Touhy-Borst-Adapter</i>	
3402-0800	10	Большая воронка/Тouhy-Borst адаптер <i>Large funnel / Touhy-Borst-Adapter</i>	



Коннектор высокого давления

Коннектор высокого давления

High Pressure Connector



Коннектор высокого давления, оплетенный, гибкий с вращающимся адаптером, выдерживает давление до 1,200 psi
High Pressure Connector, braided, flexible with rotating adapter, pressure value up to 1,200 psi



Коннектор высокого давления с вращающимся адаптером, выдерживает давление до 1,200 psi
High pressure connector with rotating adapter, pressure value up to 1,200 psi

Каталожный номер <i>Order Code</i>	Длина трубки <i>Tube Length</i>	Описание <i>Description</i>	
	см		
1211-1100	30	Luer-Lock «мама»/адаптер вращающийся «папа» <i>female Luer-Lock, male rotating adapter</i>	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
1211-1200	60		
1211-1300	90		
1211-1400	120	Luer-Lock «мама»/адаптер вращающийся «папа» <i>female Luer-Lock, male rotating adapter</i>	
1212-1200	60		
1212-1300	90		
1212-1400	120		

Давление до 1,200 psi
Pressure value up to 1,200 psi



Краник


Stop Cock



2-х ходовой краник, Luer-Lock «мама», завинчивающаяся крышка/ 50PSI
 2-way stop cock / female Luer-Lock / screw cap / 50 PSI



2-х ходовой краник, вращение «папа» и Luer-Lock «мама»/1000PSI
 2-way stop cock, male rotating and female Luer-Lock / 1,000 PSI



3-х ходовой краник, вращение «папа» и 2 Luer-Lock «мама»/1000PSI
 3-way stop cock, male rotating and two female Luer-Lock fittings / 1,000 PSI

Каталожный номер <i>Order Code</i>	PSI <i>PSI</i>	Описание <i>Description</i>	
1240-0400	50	2-х ходовой краник, Luer-Lock «мама», завинчивающаяся крышка <i>2-way stop cock / female Luer-Lock / screw cap</i>	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
1240-0500	1000	2-х ходовой краник, вращение «папа» и Luer-Lock «мама» <i>2-way stop cock, male rotating / female Luer-Lock</i>	
1240-0100	1000	3-х ходовой краник, вращение «папа» и 2 Luer-Lock «мама» <i>3-way stop cock, male rotating and two female Luer-Lock fittings</i>	



Мешок для сбора мочи и/или вискозной жидкости

Мешок для сбора мочи и/или
вискозной жидкости

Secretion-/Urine Bag



Каталожный номер <i>Order Code</i>	Длина <i>Length</i>	Описание <i>Description</i>	
	см		
3403-0200	70	Мешок для сбора мочи и/или вискозной жидкости, 1,5л, Luer-Lock «папа», бактериальный фильтр, дренажная трубка 70 см <i>Secretion-/Urine bag, 1,5l, male Luer-Lock bacteria filter, drainage tube 70 cm</i>	Упаковка: 10 штук <i>Box: 10 units</i>
3403-0400	110	Мешок для сбора мочи и/или вискозной жидкости, 2л, Luer-Lock «папа», бактериальный фильтр, дренажная трубка 110 см <i>Secretion-/Urine bag, 2l, male Luer-Lock bacteria filter, drainage tube 110 cm</i>	





Эксклюзивный дистрибьютор на территории
Российской Федерации и странах СНГ:
ООО "ЭКСПАНКО - медикал"
125009, Москва, Б. Кисловский пер., д.9 стр. 1
тел./факс: (495) 925 88 64
office@expanco.ru, info@expanco.ru
www.expanco.ru

